


Anti-Transglutaminase 2 (Tgm2) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P21980

Artikelnummer: CM0017608



Einführung

Transglutaminase 2 (TGM2) kaninchenpolyklonaler Antikörper für Western Blot, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Verwendet in Apoptose-, Chromatinmodifikations- und Studien zur extrazellulären Matrix.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Transglutaminase 2 (TGM2) Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	TGC; tTG; G(h); hTG2; TG(C); Transglutaminase 2 (TGM2)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7052
GenID	7052
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 299-548 von menschlicher Transglutaminase 2 (TGM2) (NP_945189.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P21980
Proteingewicht	77kDa
Versand	Eisbeutel