

Anti-Transketolase (Tkt) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P29401

Artikelnummer: CM0030874



Einführung

CamelBio bietet einen kaninchen polyklonalen Antikörper gegen humane Transketolase (TKT), validiert für WB, IHC-P und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung des Pentose-Phosphat-Wegs und metabolischer Störungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	TKT Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	TK; TKT1; SDDHD; HEL107; HEL-S-48; TKT
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7086
Gen-ID	7086
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-280 des humanen TKT (NP_001128527.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P29401
Proteinmasse	68 kDa
Versand	Eisbeutel