

Anti-Translin (Tsn) Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15631

Artikelnummer: CM0023167



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Translin (TSN, C3PO); validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte; detektiert ~26 kDa Protein. Ideal für die Erforschung chromosomaler Translokationen und des RISC.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TSN Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	C3PO; RCHF1; TBRBP; TRSLN; BCLF-1; REHF-1; TSN
Spezies	Human
GeneID (Human)	7247
GeneID	7247
Immunogen	Synthetisches Peptid (ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von humanem TSN, NP_004613.1, entspricht)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q15631
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel