


Anti-Transthyretin (Ttr) Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P02766

Artikelnummer: CM0015194



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen humanes Transthyretin (TTR), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zum Schilddrüsenhormontransport und der Amyloidose-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TTR Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliae	CTS; TTN; ATTR; CTS1; PALB; TBPA; HEL111; HsT2651; TTR
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7276
GenID	7276
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 21-147 des humanen TTR (NP_000362.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P02766
Proteinmasse	16 kDa
Versand	Eisbeutel