

Anti-Trap1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q12931

Artikelnummer: CM0025890



Einführung

TRAP1 Kaninchen-pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches TRAP1 (HSP75, HSP90L) gerichtet ist. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA mit Reaktivität gegenüber Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Forschung an mitochondrialen Chaperonen und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRAP1 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	HSP75; HSP 75; HSP90L; TRAP-1; TRAP1
Spezies	Mensch
Gen-ID	10131
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q12931
Proteingewicht	80kDa
Versand	Eisbeutel