

Anti-Trap1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q12931

Artikelnummer: CM0011147



Einführung

Dieser Kaninchen monoklonale Antikörper erkennt spezifisch humanes TRAP1 (HSP75) und ist für WB und ELISA validiert. Reagiert mit humanen und murinen Proben, was ihn für Studien zu mitochondrialen Chaperonen und Krebsforschung geeignet macht.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRAP1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HSP75, HSP 75, HSP90L, TRAP-1, TRAP1
Spezies	Human
GeneID	10131
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-100 von humanem TRAP1 (Q12931) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q12931
Proteingewicht	80kDa
Versand	Eisbeutel