

Anti-Trap1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc - Q12931

Artikelnummer: CM0029452



Einführung

TRAP1 Rabbit pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA in Human, Maus und Ratte validiert ist. Er zielt auf den mitochondrialen Chaperon TRAP1 ab, der an der mitochondrialen Funktion und dem Krebsstoffwechsel beteiligt ist. Ideal für die Onkologie- und Zellstressforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRAP1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	HSP75; HSP 75; HSP90L; TRAP-1; TRAP1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	10131
Gen-ID	10131
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 445-704 von humanem TRAP1 (NP_057376.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q12931
Protein-Gewicht	80kDa
Versand	Eisbeutel