

Anti-Trappc2 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P0Di81

Artikelnummer: CM0003156

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes TRAPPC2/Sedlin. Validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Vesikeltransport- und Transkriptionsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRAPPC2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	SEDL; SEDT; MIP2A; TRS20; ZNF547L; hYP38334; TRAPPC2P1; TRAPPC2
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	6399
GeneID	6399
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem TRAPPC2 (P0Di81) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P0Di81
Proteingewicht	16 kDa
Versand	Eistüte