

Anti-Trappc2 (Sedl) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P0Di81

Artikelnummer: CM0015992

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TRAPPC2 (SEDL), 16 kDa. Geeignet für Western Blot und ELISA. In humanen Proben validiert; Immunogen umfasst die vollständige Länge 1-140. Ideal für Studien zum vesikulären Transport und zur Transkription.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRAPPC2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SEDL; SEDT; MIP2A; TRS20; ZNF547L; hYP38334; TRAPPC2P1; TRAPPC2
Spezies	Human
GeneID (Human)	6399
GeneID	6399
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-140 von humanem TRAPPC2 (NP_055378.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P0Di81
Protein-Gewicht	16kDa
Versand	Eistüte