

Monoklonaler Anti-Trem1-Antikörper Für Fc - Q9Np99

Artikelnummer: CM0009183



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes TREM1 (CD354), validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt Formen mit ~18 kDa und ~26 kDa. Für die Forschung zu angeborener Immunität, Entzündungen und septischem Schock.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-human-TREM1-mAb
Bemerkungen/Alias	CD354; TREM-1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	54210
GeneID	54210
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 21-200 des humanen TREM1 (NP_061113.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9NP99
Proteingewicht	18 kDa/26 kDa
Versand	Kühlakku