

Anti-Trem1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für If/Icc, Elisa - Q9Np99

Artikelnummer: CM0019328



Einführung

Hochwertiger kaninchen polyclonaler Antikörper gegen humanes TREM1 (CD354). Validiert für Anwendungen in IF/ICC und ELISA. 26 kDa Protein. Ideal für Forschung zur angeborenen Immunität und Entzündungsreaktionen, einschließlich Studien zu septischem Schock und Atherosklerose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TREM1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CD354; TREM-1; TREM1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	54210
GenID	54210
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des menschlichen TREM1 (NP_061113.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9NP99
Proteinmasse	26kDa
Versand	Eisbeutel