

Anti-Trex1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nsu2

Artikelnummer: CM0028136



Einführung

TREX1 Kaninchen-polyclonaler Antikörper validiert für WB, IF/ICC und ELISA Anwendungen. Detektiert TREX1 in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf die 3'-5' Exonuklease TREX1 (Q9NSU2), die kritisch für den DNA-Abbau und die Regulation des angeborenen Immunsystems ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TREX1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CRV; AGS1; DRN3; HERN5; RVCL5; TREX1
Art	Mensch
GenID (Mensch)	11277
GenID	11277
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-270 des menschlichen TREX1 (NP_057465.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NSU2
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel