

Anti-Trh-Polyklonalantikörper Für Wb, If-P, Elisa - P20396

Artikelnummer: CM0026053

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen
humanes Pro-Thyreotropin-Releasing-Hormon
(TRH). Validiert für WB, IF-P, ELISA.
Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte.
Vorhergesagtes MG ~27 kDa. Für Forschung zur
HPT-Achse und Haarwachstum.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	TRH Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	TRF; Pro-TRH; TRH
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	7200
Gen-ID	7200
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 25-230 von humanem TRH (NP_009048.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P20396
Proteingewicht	27kDa
Versand	Eisbeutel