

Anti-Trh Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P20396

Artikelnummer: CM0015326

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TRH (Pro-Thyrotropin-Releasing Hormon). Geeignet für WB, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Unterstützt Forschung zu TSH-Sekretion und Haarfollikel-Biologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRH Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	TRF; Pro-TRH; TRH
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7200
GenID	7200
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 143-242 von humanem TRH (NP_009048.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P20396
Proteingewicht	27 kDa
Versand	Eisbeutel