

Anti-Trhr Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P34981

Artikelnummer: CM0020252



Einführung

Hochwertiger Anti-TRHR Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Zielt auf den menschlichen Thyrotropin-releasing Hormon Rezeptor (P34981), einen an der Schilddrüsenregulation beteiligten GPCR. Ideal für IVD- und Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRHR Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CHNG7; TRH-R; TRHR
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7201
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 320-398 von menschlichem TRHR (NP_003292.1) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P34981
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel