

Anti-Triap1 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 043715

Artikelnummer: CM0027343



Einführung

Kaninchen-poliklonaler TRIAP1-Antikörper validiert für WB und ELISA, reaktiv gegenüber Mensch und Maus. Zielt auf den 9 kDa großen mitochondrialen Apoptoseregulator (p53CSV/WF-1). Ideal für Studien zum Zelltod.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRIAP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	WF-1; MDM35; P53CSV; HSPC132; TRIAP1
Art	Mensch
GenID (Mensch)	51499
GenID	51499
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-76 von humanem TRIAP1 (NP_057483.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O43715
Proteinmasse	9kDa
Versand	Eisbeutel