


Anti-Trib1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Ru8

Artikelnummer: CM0014166



Einführung

Hochspezifischer kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TRIB1 für Western Blot- und ELISA-Anwendungen. Nützlich für Studien zur myeloischen Differenzierung und CEBPA-Abbau. Detektiert TRIB1, auch bekannt als GIG-2/SKIP1, mit einem Molekulargewicht von 41 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRIB1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	C8FW; GIG2; TRB1; GIG-2; SKIP1; TRB-1; TRIB1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10221
GenID	10221
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 203-372 des humanen TRIB1 (NP_079471.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q96RU8
Proteinmasse	41 kDa
Versand	Eisbeutel