

Anti-Trib2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q92519

Artikelnummer: CM0015440



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TRIB2, validiert für Western Blot und ELISA. Geeignet für humane und murine Proben; zielt auf die Tribbles-Homolog-2-Pseudokinase ab, die an der Regulation der MAP-Kinase-Signalübertragung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRIB2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	C5FW; TRB2; GS3955; TRIB2
Spezies	Human
GeneID (Human)	28951
GeneID	28951
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-120 von humanem TRIB2 (NP_067675.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q92519
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eistasche