

Anti-Trib3 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q96Ru7

Artikelnummer: CM0012081

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes TRIB3. Validiert für Anwendungen in Western Blot und ELISA. Ideal für Studien zu Apoptose und Stressantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRIB3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	NIPK; SINK; TRB3; SKIP3; C20orf97; TRIB3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	57761
GenID	57761
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend der Aminosäuren 1-100 von humanem TRIB3 (Q96RU7)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q96RU7
Proteingewicht	40 kDa
Versand	Eisbeutel