

Anti-Trif/Ticam1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8IUC6

Artikelnummer: CM0016005



Einführung

Auf rekombinanter Basis hergestellter kaninchener polyklonaler Antikörper, der gegen humanes TRIF/TICAM1 (UniProt Q8IUC6) gerichtet ist. Validiert für WB, ELISA und kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung an TLR-Signalwegen und angeborener Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Information
Produktname	TRIF/TICAM1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	TRIF; IIAE6; MyD88-3; PRVTIRB; TICAM-1; TRIF/TICAM1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	148022
Gen-ID	148022
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-200 von humanem TRIF/TICAM1 (NP_891549.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8IUC6
Proteingewicht	76kDa
Versand	Eisbeutel