

Anti-Trim17 Polyklonaler Antikörper Für Western Blot Und Elisa - Q9Y577

Artikelnummer: CM0020302

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TRIM17 (E3-Ubiquitin-Ligase). Geeignet für Western Blot und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Ubiquitinierung, neuronaler Apoptose und Autophagie-Pfaden.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRIM17 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RBCC; terf; RNF16; TRIM17
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	51127
Gen-ID	51127
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 280-477 von humanem TRIM17 (NP_057186.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y577
Protein-Gewicht	54kDa
Versand	Eistasche