


Polyklonaler Anti-Trim21/Ss-A-Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P19474

Artikelnummer: CM0017799



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TRIM21/SS-A (RO52, SSA1, RNF81). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. 54 kDa. Ideal für die Erforschung von Autoimmunität und Ubiquitinierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRIM21/SS-A Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	SSA; RO52; SSA1; RNF81; Ro/SSA; TRIM21/SS-A
Art	Mensch
GeneID	6737
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P19474
Proteingewicht	54 kDa
Versand	Kühlakku