


Anti-Trim23-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P36406

Artikelnummer: CM0030403



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes TRIM23 (ARD1/ARFD1/RNF46), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von Autophagie, Ubiquitinierung und viralen Infektionswegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRIM23 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ARD1, ARFD1, RNF46, TRIM23
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	373
GenID	373
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-280 von humanem TRIM23 (NP_001647.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P36406
Proteingewicht	64kDa
Versand	Eisbeutel