

Monoklonaler Anti-Trim25-Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q14258

Artikelnummer: CM0010782



Einführung

Hochspezifischer monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes TRIM25 (Q14258), validiert für Western Blot, IHC, IF, IP und ELISA. Ideal für die Erforschung der angeborenen Immunität, antiviraler Signalwege und der Ubiquitinierung. Zuverlässiger Nachweis des 71-kDa-Proteins.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD-validiert] TRIM25-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	EFP; Z147; RNF147; ZNF147
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	7706
GeneID	7706
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 190-379 des humanen TRIM25 (NP_005073.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q14258
Proteingewicht	71 kDa
Versand	Kühlakku