

Anti-Trim25 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q14258

Artikelnummer: CM0016903



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes TRIM25 (Q14258) gerichtet ist, eine für die angeborene Immunität essentielle E3-Ubiquitin/ISG15-Ligase. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu antiviraler Signalübertragung und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRIM25 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EFP; Z147; RNF147; ZNF147; TRIM25
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7706
Gen-ID	7706
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 190-379 von humanem TRIM25 (NP_005073.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14258
Proteingewicht	71kDa
Versand	Eisbeutel