

Anti-Trim29 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q14134

Artikelnummer: CM0025008



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes TRIM29 (ATDC), validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Reagiert mit humanen, Maus- und Rattenproben. Geeignet für die Forschung angeborener Immunität und Makrophagenaktivierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRIM29 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	ATDC; TRIM29
Spezies	Human
GeneID (Human)	23650
GeneID	23650
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 309-588 des humanen TRIM29 (NP_036233.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q14134
Proteingewicht	66 kDa
Versand	Eisbeutel