


Anti-Trim31 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bzy9

Artikelnummer: CM0014909



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen TRIM31 gerichtet ist, eine E3-Ubiquitin-Ligase, die die antivirale Immunantwort und Entzündungen reguliert. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA mit Kreuzreaktivität gegen Mensch und Maus. Ideal für die Forschung zur angeborenen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRIM31 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RNF; HCG1; HCGI; C6orf13; TRIM31
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	11074
Gen-ID	11074
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 186-425 von menschlichem TRIM31 (NP_008959.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9BZY9
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel