

Anti-Trim32 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13049

Artikelnummer: CM0026044



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen TRIM32 (E3-Ubiquitin-Ligase) für WB, ELISA. Validiert in Human, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung der angeborenen Immunität, Autophagie und Muskeldystrophie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	TRIM32 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HT2A; BBS11; TATIP; LGMD2H; LGMDR8; TRIM32
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	22954
Gen-ID	22954
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-280 von humanem TRIM32 (NP_036342.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q13049
Proteingewicht	72kDa
Versand	Eisbeutel