

Anti-Trim38 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - 000635

Artikelnummer: CM0028646

Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes TRIM38, geeignet für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Effektiv für die Untersuchung angeborener Immunantworten und Ubiquitin-Proteasom-Wege. Das Immunogen entspricht den Aminosäuren 266-465 von humanem TRIM38.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRIM38 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RNF15; RORET; TRIM38
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	10475
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 266-465 von humanem TRIM38 (NP_006346.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O00635
Proteingewicht	53kDa
Versand	Eistasche