

## Anti-Trim39 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Hcm9

Artikelnummer: CM0027402



### Einführung

TRIM39 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliches TRIM39, eine E3-Ubiquitin-Ligase, die an Apoptose, Zellzyklusregulation und NF-κB-Signalgebung beteiligt ist. Ideal für Krebs- und Zellbiologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | TRIM39 Kaninchen pAb                                                                                                           |
| Bemerkungen/Alias | TFP, RNF23, TRIM39B, TRIM39                                                                                                    |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                         |
| GenID (Mensch)    | 56658                                                                                                                          |
| GenID             | 56658                                                                                                                          |
| Immunogen         | Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 350-450 von menschlichem TRIM39 (NP_067076.2) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                      |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                         |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                      |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                         |
| SWISS             | Q9HCM9                                                                                                                         |
| Proteingewicht    | 60kDa                                                                                                                          |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                      |