

Anti-Trim41-Polyklonalantikörper Für Wb Und Elisa - Q8Wv44

Artikelnummer: CM0025755



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TRIM41 (RINCK). Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Human-, Maus- und Rattenproben. Ideal für die Untersuchung der angeborenen antiviralen Antwort und des Ubiquitin-vermittelten Abbaus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRIM41 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	RINCK; TRIM41
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	90933
Gen-ID	90933
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 421-630 von humanem TRIM41 enthält (NP_291027.3)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8WV44
Protein-Gewicht	72 kDa
Versand	Eisbeutel