

Anti-Trim59 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Iwr1

Artikelnummer: CM0013000

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes TRIM59 (TSBF1/RNF104), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung ER-assoziiertes Ubiquitinierung, angeborener Immunität und Autophagie-Pfade.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRIM59 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MRF1; TSBF1; IFT80L; RNF104; TRIM57; TRIM59
Spezies	Human
GeneID (Human)	286827
GeneID	286827
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-330 von humanem TRIM59 (NP_775107.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8IWR1
Protein-Gewicht	47kDa
Versand	Eistasche