

Anti-Trim60 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb Und Elisa - Q495X7

Artikelnummer: CM0021671

Einführung

Anti-TRIM60 Kaninchen-Polyclonales Antikörper validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt TRIM60, eine E3-SUMO-Protein-Ligase, die die NF-κB-Signalisierung über TAB2-SUMOylierung reguliert. Kreuzreagiert mit Maus. 55 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRIM60 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	RNF33; RNF129; TRIM60
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	166655
GenID	166655
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-300 des menschlichen TRIM60 (NP_689833.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q495X7
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eisbeutel