

Anti-Trim62 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bvg3

Artikelnummer: CM0023961

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes TRIM62 (DEAR1), eine E3-Ubiquitin-Ligase in der Antipilz-Immunität. Validiert für WB, IHC-P, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Ubiquitin-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRIM62 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	DEAR1; TRIM62
Spezies	Mensch
Gen-ID	55223
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend der Aminosäuren 120-280 von humanem TRIM62 (NP_060677.2) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BVG3
Protein-Gewicht	54kDa
Versand	Eistüte