

Anti-Trim63 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q969Q1

Artikelnummer: CM0026969



Einführung

TRIM63 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-TRIM63, eine muskelspezifische E3-Ubiquitin-Ligase, die am Proteinabbau und der Muskelatrophie beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRIM63 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IRF; SMRZ; MURF1; MURF2; RNF28; TRIM63
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	84676
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 253-353 von humanem TRIM63 entspricht (NP_115977.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q969Q1
Proteinmasse	40 kDa
Versand	Eisbeutel