


Anti-Trim66 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb - O15016

Artikelnummer: CM0024176



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-Polyclonaler Antikörper gegen humanes TRIM66 (TIF1D, TIF1DELTA). Geeignet für WB und ELISA. Zielt auf einen nukleären Transkriptionsrepressor mit Bromodomäne und Zinkfingermotiven ab. O15016.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRIM66 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	TIF1D; C11orf29; TIF1DELTA; TRIM66
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9866
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 750-970 des humanen TRIM66 (NP_055633.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O15016
Proteinmolekulargewicht	149 kDa
Versand	Eisbeutel