


Anti-Trim69-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q86Wt6

Artikelnummer: CM0030420



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes TRIM69, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Detektiert endogenes TRIM69 in menschlichen und murinen Proben. Geeignet für Forschung zu Ubiquitinierung, antiviraler Immunität und Zentrosomdynamik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRIM69 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Trif; HSD34; RNF36; HSD-34; TRIM69
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	140691
Gen-ID	140691
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-341 von humanem TRIM69 (NP_542783.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q86WT6
Proteingewicht	57kDa
Versand	Eisbeutel