

Anti-Trim72 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q1Xh17

Artikelnummer: CM0022674



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen TRIM72 (MG53), eine muskelspezifische E3-Ubiquitin-Ligase, die an der Membranreparatur beteiligt ist. Geeignet für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch und Maus. Ideal für die Skelett- und Herzmuskelforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRIM72 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MG53; TRIM72
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	493829
GenID	434246
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von Maus-TRIM72 entspricht (NP_001073401.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q1XH17
Proteingewicht	53 kDa
Versand	Eisbeutel