


## Anti-Trim9 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Elisa - Q9C026

Artikelnummer: CM0013753



### Einführung

TRIM9 polyklonaler Kaninchen-Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA, zeigt Reaktivität mit humanem, Maus- und Ratten-TRIM9 (E3-Ubiquitin-Ligase). Ideal für die Neurowissenschafts- und Neurodegenerationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | TRIM9 polyklonaler Kaninchen-Antikörper (pAb)                                                                                 |
| Anmerkungen/Alias | RNF91, SPRING, TRIM9                                                                                                          |
| Spezies           | Human                                                                                                                         |
| GeneID (human)    | 114088                                                                                                                        |
| GeneID            | 114088                                                                                                                        |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-160 des humanen TRIM9 (NP_055978.4) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                     |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                        |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                     |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                            |
| SWISS             | Q9C026                                                                                                                        |
| Proteingewicht    | 79 kDa                                                                                                                        |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                     |