


Anti-Trimethyl-Histon H3-K9 (Q16695/P68431) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Epigenetik

Artikelnummer: CM0000400



Einführung

TriMethyl-Histon H3-K9 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, ChIP-seq, CUT&Tag, DB, IF/ICC und ELISA. Erkennt Histon H3, das an Lysin 9 trimethyliert ist, bei Mensch, Maus, Ratte und anderen Spezies. Geeignet für Chromatin- und epigenetische Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TriMethyl-Histon H3-K9 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	H3.4; H3/g; H3FT; H3t; HIST3H3; Histon H3; HIST1H3A; TriMethyl-Histon H3-K9
Spezies	Mensch
GeneID (human)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches trimethyliertes Peptid um K9 von humanem Histon H3 (NP_003520.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Methylierte Antikörper
Anwendung	WB, DB, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq, CUT&Tag
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Andere (Breites Spektrum vorhergesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Protein-Gewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel