


Anti-Trip12-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q14669

Artikelnummer: CM0029862



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen humanes TRIP12 (Q14669), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes, murines und rattes TRIP12. Schlüsselreagenz für die Forschung zur DNA-Reparatur und dem Ubiquitin-Proteasom-Weg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRIP12 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ULF; MRD49; TRIPC; TRIP-12; TRIP12
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9320
GenID	9320
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-240 von humanem TRIP12 (NP_001271143.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14669
Proteingewicht	220kDa
Versand	Eisbeutel