


Anti-Trip4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q15650

Artikelnummer: CM0016144



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IP, ELISA; zielt auf menschliches TRIP4 (ASC-1), einen Transkriptions-Coaktivator und Bestandteil des RQC-Komplexes. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Rekombinantes Immunogen (aa 282-581).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRIP4 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ASC1; ASC-1; MDCDC; SMABF1; ZC2HC5; HsT17391; TRIP4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9325
Gen-ID	9325
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 282-581 von menschlichem TRIP4 (NP_057297.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15650
Proteingewicht	66kDa
Versand	Eisbeutel