

Anti-Trk Fused Gene (Tfg) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q92734

Artikelnummer: CM0003090



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen humanes TFG (TRK-fused gene) gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegen Mensch und Maus. Geeignet für die Untersuchung der ER-Dynamik und des Transports von sekretorischem Cargo.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRK fused gene (TFG) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	TF6; HMSNP; SPG57; TRKT3; TRK fused gene (TFG)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10342
GenID	10342
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q92734
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel