

Anti-Trk-Fusionsgen (Tfg) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q92734

Artikelnummer: CM0031070



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen das humane TRK-Fusionsgen (TFG)-Protein, validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Human und Maus. Ideal für die Untersuchung der ER-Dynamik und des Transports von sekretorischem Cargo.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRK-Fusionsgen (TFG) Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	TF6; HMSNP; SPG57; TRKT3; TRK-Fusionsgen (TFG)
Spezies	Mensch
Gen-ID	10342
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-240 des humanen TRK-Fusionsgens (TFG) (NP_006061.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q92734
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel