


Anti-Trka+B+C Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P04629 / Q16288 / Q16620

Artikelnummer: CM0004031



Einführung

Dieser rekombinante, kaninchenstämmige monoklonale Antikörper erkennt TrkA, TrkB und TrkC. Validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA-Anwendungen in humanen, murinen und Rattengeweben. Geeignet für die Untersuchung der Neurotrophin-Rezeptor-Signalgebung und der neuronalen Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TrkA+B+C Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	MTC; TRK; TRK1; TRKA; Trk-A; p140-TrkA; TRKC; GP145-TrkC; gp145(trkC); OBHD; TRKB; DEE58; trk-B; EIEE58; GP145-TrkB; TrkA+B+C
Spezies	Human
GeneID (Human)	4914/4916/4915
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 722-822 von humanem NTRK2 (Q16620) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P04629/Q16288/Q16620
Proteingewicht	140kDa
Versand	Eisbeutel