


Anti-Trkb (Gp145-Trkb) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q16620

Artikelnummer: CM0003678



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes TrkB (NTRK2, GP145-TrkB), validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt Maus- und Ratten-TrkB. Ideal für Forschung zu Neurotrophin-Signalwegen, neuronale Entwicklung und Plastizität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TrkB Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	OBHD; TRKB; DEE58; trk-B; EIEE58; GP145-TrkB; TrkB
Spezies	Mensch
GeneID	4915
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 32-430 von humanem TrkB (NP_001018074.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q16620
Proteinmasse	92 kDa
Versand	Eisbeutel