


Anti-Trkb Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb, Elisa - Q16620

Artikelnummer: CM0016874



Einführung

Hochwertiger TrkB Kaninchen-Polyclonal-Antikörper für Anwendungen im Western Blot (WB) und ELISA. Reagiert mit humanem und murinem TrkB (Q16620). Zielt auf den BDNF/NT-3 Wachstumsfaktorrezeptor ab. Zuverlässiges Werkzeug für die Forschung zu Neurowissenschaften und neurotropher Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TrkB Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliaße	OBHD; TRKB; DEE58; trk-B; EIEE58; GP145-TrkB; TrkB
Art	Mensch
GenID (Mensch)	4915
GenID	4915
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q16620
Proteingewicht	92 kDa
Versand	Eisbeutel