

Anti-Trkc Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q16288

Artikelnummer: CM0013351



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes TrkC (NT-3 Wachstumsfaktorrezeptor) für WB und ELISA; Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte; geeignet für Studien zu Neurotrophin-Signalwegen und Neuroentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TrkC Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TRKC; GP145-TrkC; gp145(trkC); TrkC
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4916
Gen-ID	4916
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 40-300 des menschlichen TrkC (NP_001007157.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16288
Proteinmasse	94 kDa
Versand	Eisbeutel