


Kaninchen-Monoklonaler Anti-Trkc-Antikörper Für Wb, Elisa - Q16288

Artikelnummer: CM0006707



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes TrKC (NTRK3). Für WB und ELISA validiert, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung der Neurotrophin-Signalübertragung und der Zelldifferenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TrKC-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	TRKC; GP145-TrkC; gp145(trkC); TrkC
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4916
Gen-ID	4916
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q16288
Proteingewicht	94 kDa
Versand	Eisbeutel