

Anti-Trmt1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nxb9

Artikelnummer: CM0026863



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humane tRNA-Methyltransferase TRMT1 (TRM1; MRT68). Validiert für WB und ELISA; reagiert mit humanen und murinen Proben. Geeignet für tRNA-Modifikations- und Redox-Biologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	TRMT1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TRM1; MRT68; TRMT1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	55621
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q9NXH9
Protein-Gewicht	72kDa
Versand	Eisbeutel